



OMRON

Instrucciones de uso para las planchas de gel PMGEL

Tres pares de planchas de gel PMGEL

(superficie de 40.5 mm x 40.5 mm; vida útil, 3 años sin abrir)

Para utilizar con el Heat Pain Pro™ de Omron únicamente (PM311)

Omronhealthcare.com

Para uso de un solo paciente únicamente

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea estas instrucciones completamente antes de usar las planchas de gel.

INTRODUCCIÓN

Aplicación:

Los repuestos de las planchas de gel son compatibles únicamente con el cable con los parches del Heat Pain Pro. Las planchas de gel se colocan en el cable con los parches del Heat Pain Pro y están diseñadas para usarse como un gel conductivo y reutilizable que ofrece adherencia entre la piel del paciente y el estimulador eléctrico. Juntos, las planchas de gel con el cable y los parches deben aplicarse sobre la piel en condición normal, sana, seca y limpia de adultos únicamente.

Uso recomendado:

3 sesiones al día, 30 minutos por sesión como máximo (las sesiones no deben ser consecutivas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CONSULTE el manual de instrucciones del PM 311 para obtener información adicional.

CONTRAINDICACIONES:

No use este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.

⚠️ ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría dar como resultado lesiones graves o, incluso, ser fatal.

⚠️ PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría derivar en lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente, o en daños al equipo u otros bienes.

ADVERTENCIA:

- ⚠️ No coloque los parches sobre el cuello porque esto podría causar espasmos musculares intensos y dar como resultado el cierre de las vías respiratorias, dificultada en la respiración o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión arterial.
- ⚠️ No coloque los parches a lo largo de su pecho, ya que la introducción de una corriente eléctrica en el pecho puede causar alteraciones al ritmo cardíaco, lo que podría ser fatal.
- ⚠️ No coloque los parches sobre heridas abiertas o sarpullidos; sobre la piel inflamada, enrojecida o infectada; o sobre erupciones cutáneas (p.ej., flebitis, tromboflebitis, venas varicosas).
- ⚠️ No coloque los parches sobre o cerca de lesiones cancerosas.
- ⚠️ No coloque los parches en personas que no pueden expresar sus pensamientos o su consentimiento.
- ⚠️ Coloque los parches en personas que no pueden operar la unidad por sí mismas.
- ⚠️ No utilice los parches mientras duerme.
- ⚠️ No utilice los parches mientras maneja, opera maquinaria, o durante cualquier actividad en la que la estimulación eléctrica pueda ponerle en riesgo de sufrir lesiones.
- ⚠️ No coloque los parches en infantes, niños o mujeres embarazadas.
- ⚠️ Úselos con cuidado. Pueden causar quemaduras graves.
- ⚠️ No utilice sobre áreas sensibles de la piel o donde haya mala circulación.
- ⚠️ No utilice los parches con gel mientras hace ejercicio o suda, al usar una almohadilla eléctrica o bajo una manta.
- ⚠️ Si su dolor no mejora, deja de ser leve y aumenta, o continúa por más de cinco días, deje de usar el dispositivo y consulte con su médico.

PRECAUCIONES:

- ⚠️ Se desconocen los efectos de la estimulación eléctrica a largo plazo.
- ⚠️ El tamaño, la forma y el tipo de parches pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.
- ⚠️ Las características del funcionamiento eléctrico de los parches pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.
- ⚠️ Usar parches demasiado pequeños o que estén incorrectamente colocados podría causar incomodidad o quemaduras a la piel.
- ⚠️ Tenga precaución si la estimulación se aplica sobre zonas de la piel que carecen de sensación normal.
- ⚠️ Ya que se desconocen los efectos de la estimulación en el cerebro, esta no debe aplicarse en la cabeza, y los electrodos no deben colocarse en lados opuestos de la cabeza.
- ⚠️ No use sobre la piel mojada (debido a la sudoración, después de tomar un baño o en ambientes altos en humedad).
- ⚠️ Si el producto se siente demasiado caliente, deje de usarlo de inmediato.

REACCIONES ADVERSAS:

- Puede que experimente irritación en la piel y quemaduras debajo de los electrodos de estimulación aplicados a su piel.
- Puede que experimente dolores de cabeza y otras sensaciones de dolor durante o después de la aplicación de estimulación eléctrica cerca de los ojos y en la cabeza y la cara.

CÓMO USAR LAS PLANCHAS DE GEL

Recordatorio:

- El cable con los parches no funcionan correctamente sin las planchas de gel PMGEL. Por razones de seguridad y efectividad, deben usarse juntos.
- Antes de usar, inspeccione el cable con los parches en busca de roturas o daño. Si encuentra daños, no use la unidad y reemplace de inmediato, ya que esto podría causar quemaduras en la piel o un incendio.
- Limpie y seque el área afectada para que esté libre de lociones/aceites/sudor. El cable con los parches y las planchas de gel PMGEL deben aplicarse únicamente sobre la piel en condición normal, intacta, limpia y saludable.
- 1. Quite las planchas de gel del paquete plástico sellado.
- 2. Quite la película plástica delgada en blanco.
- 3. Coloque el lado adhesivo de las planchas de gel sobre el área rectangular negra del cable con los parches del Heat Pain Pro.
- 4. Asegúrese de que las planchas de gel estén colocadas de manera pareja y segura sin burbujas, pliegues ni partes faltantes. Verifique que no haya daño y compruebe la adherencia antes de cada sesión de tratamiento.
- 5. Luego, quite la otra película plástica delgada que dice "SKIN" (PIEL).
- 6. Coloque la otra parte adhesiva de las planchas de gel alrededor del área que presenta dolor con una separación de al menos 1 pulgada (no deje que se toquen entre sí). Coloque las planchas de gel con el cable y los parches sobre la piel en condición normal, limpia, seca y saludable que no experimente hinchazón ni inflamación.

Nota:

- No comparta las planchas de gel con otra persona debido al riesgo de reacciones adversas de la piel y para prevenir la propagación de enfermedades.
- No use las planchas de gel después de la fecha de vencimiento.

CUÁNDO REEMPLAZAR LAS PLANCHAS DE GEL

Si el gel ya no se adhiere firmemente a su piel o si más del 25% de la superficie del gel no está en contacto con su piel, reemplace las planchas (el cable con los parches no son desechables, no los descarte).

NO LIMPIE LAS PLANCHAS DE GEL. DESÉCHELAS Y REEMPLÁZELAS CON PLANCHAS NUEVAS.

- Intente no doblar ni plegar el cable con los parches y las planchas de gel PMGEL durante el tratamiento o el almacenamiento.
- Mientras no esté usando la unidad, guarde las planchas de gel PMGEL y el cable con los parches juntos y coloque el lado adhesivo a cada lado del portaparches plástico.
- Envuelva el cable en el portaparches plástico.
- Con un almacenamiento y uso adecuados, usted puede prolongar la duración de sus planchas de gel PMGEL hasta 30 usos. La duración de las planchas PMGEL puede variar debido al estado de la piel y a las condiciones de almacenamiento.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Temperatura/humedad/presión de aire de funcionamiento: +50 – +104 °F (+10 – +40 °C)/30 – 80% HR/700 a 1060 hPa
- Temperatura/humedad/presión de aire de almacenamiento: +32 – +104 °F (+0 – +40 °C)/30 – 80% HR/700 a 1060 hPa
- Con un almacenamiento y uso adecuados, usted puede prolongar la duración de sus parches.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE INFANTES O NIÑOS

¿Preguntas? 1-800-634-4350

Fabricado para OMRON HEALTHCARE, Co., Ltd.

Las planchas de gel PMGEL están empacadas en China con productos hechos en Japón

Distribuido por OMRON HEALTHCARE, INC.

1925 West Field Court

Lake Forest, IL 60045 EE. UU.

©2016 OMRON HEALTHCARE, INC.